

Gama de colchones de aire para domicilio, residencia y hospital

Fabricante especialista en camas articuladas, grúas de transferencia, colchones y cojines antiescaras, el Grupo Winncare tiene el compromiso de cuidar de las personas con pérdida de autonomía y de sus cuidadores.



Entre los beneficios destaca:

• SENCILLO DE USAR

- Es intuitivo.
- **Dispone de conexión por bluetooth para visualizar los datos de presión, inclinación... (según modelo s.m.)**

• AHORRO DE TIEMPO

- Su hinchado y deshinchado es rápido en menos de 2 minutos con autobomba.
- Está preparado para desembalar e hinchar.

• VERSÁTIL

- **Colchón de celdas de aire con base de espuma de alta resiliencia.**
- Ayuda al tratamiento de escaras de grado I a IV (s.m.).
- Modo aire dinámico, estático de baja presión o cuidados.
- Manual, semiautomático o automático (s.m.).
- 200x90 o 200x100 cm para mayor comodidad.
- **Pacientes de 30 a 180kg.**

• SEGURO

- 18 células de 12 o 15 cm.
- Dispone de alarmas visuales y sonaras.
- La desconexión del compresor es con autosellado con hasta 8 horas de autonomía.
- La base es antideslizante.
- **Se ha diseñado con opción de funda CIC para evitar infecciones cruzadas (tratada con iones de plata).**
- La válvula CPR tiene apertura de giro.



El colchón modelo One está especialmente indicado para su utilización para enfermos que optan por la atención domiciliaria.

Axensor es una opción perfecta para equipar los centros hospitalarios que apuestan por la última tecnología que garantice la salud de sus pacientes.

Los modelos Automorpho y Automorpho plus son una buena opción para equipar las residencias de la tercera edad.

TABLA SELECCIÓN COLCHONES DE AIRE DINÁMICO

Riesgo UPP	Horas encamado	Capacidad de Re-posicionamiento	Escaras	Colchón recomendado	Peso paciente	Característica del colchón	Modelo
Medio a Elevado	>= 15 h/ día	SI	NO	ESTÁTICO			
			SI	DINÁMICO	30-110 kg	Manual	ONE
		NO	—		30-135	Semi automático	AUTOMORPHO
			—		—	30-165	Automático
Elevado	24 h/ día	—	—	—	Automático con bluetooth	AXENSOR AT 12	
					30 - 180	Automático con bluetooth	AXENSOR AT 15

En los colchones de aire dinámico se recomienda el reposicionamiento del paciente cada 8 horas.